

Proender®

Dispositivo de Proteção Embólica Descartável

CE



Especificações do Produto

Referência	Diâmetro do Filtro (mm)	Comprimento do Fio Guia (cm)	Compatibilidade do Fio Guia	Diâmetro Externo da Haste de Entrega	Diâmetro Externo da Haste de Recuperação	Compatibilidade do Cateter Guia (min.)
TJEP03-190	3	190	0.014"	3.2F	4.2F	0.066"
TJEP04-190	4	190	0.014"	3.2F	4.2F	0.066"
TJEP05-190	5	190	0.014"	3.2F	4.2F	0.066"
TJEP06-190	6	190	0.014"	3.2F	4.2F	0.066"
TJEP07-190	7	190	0.014"	3.2F	4.2F	0.066"
TJEP08-190	8	190	0.014"	3.2F	4.2F	0.066"
TJEP03-320	3	320	0.014"	3.2F	4.2F	0.066"
TJEP04-320	4	320	0.014"	3.2F	4.2F	0.066"
TJEP05-320	5	320	0.014"	3.2F	4.2F	0.066"
TJEP06-320	6	320	0.014"	3.2F	4.2F	0.066"
TJEP07-320	7	320	0.014"	3.2F	4.2F	0.066"
TJEP08-320	8	320	0.014"	3.2F	4.2F	0.066"

Características

- **Material de Nitinol:** Fabricado a partir de nitinol, conhecido por sua excelente hemocompatibilidade. O filtro trançado macio e a ponta distal arredondada minimizam o trauma do vaso.
- **Controle axial superior:** Oferece controle axial excepcional e resistência à torção, garantindo excelente capacidade de entrega e capacidade de cruzamento através de anatomia tortuosa.
- **Marcador radiopaco em ouro:** O marcador radiopaco em ouro permite a identificação clara do status de liberação do filtro, auxiliando no posicionamento preciso dentro do vaso.
- **Construção do fio-guia:** A construção exclusiva do fio-guia integrado ao filtro reduz o risco de deslocamento durante a manipulação do sistema.
- **Captura eficiente de êmbolos:** O gradiente no tamanho dos poros, do segmento distal para o proximal, favorece a captura eficaz de êmbolos, mantendo o fluxo sanguíneo contínuo.
- **Bainhas integradas:** compatível com cateteres 5F/6F e fio guia 0,014". As bainhas integradas para entrega e recuperação permitem uma troca rápida durante o procedimento.

tecmedic
PRODUTOS MÉDICOS

LEPU MEDICAL